


Découvrez la gamme GastroNorme GILAC

Discover GILAC GastroNorm range



4 hauteurs disponibles : 65 mm
4 available heights 100 mm
150 mm
200mm*

*Pas de hauteur en 200 mm pour les modèles 1/9
*The 1/9 containers are not available with a 200 mm height



Apte au contact alimentaire
Suitable for food contact

PP
+70°
-40°

Utilisable sur une plage de -40° à +70°C
Usable on a -40° to +70°C temperature range



Tests de migration conformes à la norme EUR 24815 EN/2011 et la norme ISO 17294-2
Migration tests comply with standards EUR 24815 EN 10/2011 and ISO 17294-2



Tous nos produits sont sans Bisphénol A
All our products are BPA free



Produit facilitant le déploiement d'une démarche HACCP
Product that facilitates the HACCP process



Empilable avec couvercle, emboîtable sans couvercle
Stackable with lid, nestable without lid



Compatible chambre froide
Adapted for cold room



Compatible lave vaisselle
Adapted for Dishwasher



Micro-ondable
Microwaveable

Notre ENGAGEMENT qualité

➤ Bacs en polypropylène adaptés à une utilisation quotidienne et intensive dans des environnements professionnels alimentaires exigeants


➤ Les tests de migration ont été réalisés suivant la norme EUR 24815 EN 10/2011 et la norme ISO 17294-2 :

➤ Transparents et gradués, pour vérifier les contenus sans avoir à ouvrir les bacs

➤ Couvercles résistants permettant l'empilage de bacs, équipés de clips de couleur pour le respect des exigences sanitaires de la norme HACCP

➤ Les bacs Gastronormes GILAC sont compatibles avec tous les éléments respectant la norme Gastronorme

.Migration en simulant acide acétique à 70° pendant 2 heures
.Migration en simulant aqueux à 70° pendant 2 heures
.Migration en simulant éthanol à 60° pendant 2 heures
.Migration en simulant isooctane à 40° pendant 30 minutes



Our quality COMMITMENT

➤ Polypropylene containers suitable for an everyday and intensive use in tough food-related-work environments

➤ Transparent and graduated to check the content without opening the containers

➤ Strong lids allowing the stacking process and equipped with colored clips to comply with the health requirements of the HACCP standard

➤ GILAC Gastronorm containers are compatible with all components that comply with gastronorms standard

➤ Migration tests comply with standards EUR 24815 EN 10/2011 and ISO 17294-2 :

.Migration by simulating acetic acid in 70 ° during 2 hours
.Migration by simulating aqueous in 70 ° during 2 hours
.Migration by simulating ethanol in 60 ° during 2 hours
.Migration by simulating isooctane in 40 ° during 30 minutes



Gilac